



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02751000 ALCOOL ETILICO 95% PA ACS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Grau alcoólico (%vol)	Min. 95,75%
Grau alcoólico (%peso)	Min. 93,50%
Densidade 20/4°C	805,0 - 808,5g/L
Acidez total (mg/L)	Max. 10
pH	5,5 - 7,7
Condutividade (US/M)	<100
Teste permanganato (min.)	30 Min
Odor	Característico
Acetaldeido	Max. 5
Acetona (MG/L)	Ausente
Álcool Metílico (mg/L)	Máx.25
Acetato de Etila (mg/L)	Máx.5
Álcoois Superiores Total (mg/L)	Máx.5
Álcoois N-Propílico (mg/L)	Não Especificado
Álcoois Iso-Butílico (mg/L)	Não Especificado
Álcoois N-Butílico (mg/L)	Não Especificado
Álcoois Iso-Amílico (mg/L)	Não Especificado
CAS	64-17-5
Formula	C ₂ H ₆ O
P.M.	46,07g/mol

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR