



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R02771000 ALCOOL ETILICO 96 GL COMERCIAL

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min.96°GL
Cor (APHA)	Máx. 10
Solubilidade em água	Passa Teste
Resíduo após evaporação	Máx. 0,001%
Alcanilidade (como NH ₃)	Máx. 0,0003%
Subst.escurecidas pelo H ₂ SO ₄	Passa Teste
Subst. que reduzem permanganato	Passa Teste
Formula	C ₂ H ₅ OH
P.M.	46,07
CAS	64-17-5

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR