

FICHA TECNICA

COD: R02961000 ALCOOL METILICO PA ACS


CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Min.99,8%
Subs. Escurecidas H2SO4	Passa no teste
Subs. Redução MnO4	Passa no teste
Solubilidade em agua	Passa no teste
Cor (APHA)	Máx.10
Agua (H2O)	Máx.0,1%
Res. De evaporação	Máx.0,001%
Compostos carbonilicos	Máx.0,001%
Acido titulavel	Máx.0,0003 meq/g
Base titulavel	Máx.0,0002meq/g
CAS	67-56-1
FORMULA	CH3OH
P.M	32,0

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR



Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR