

## FICHA TECNICA

**COD: R03510025 AZUL DE ANILINA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Solubilidade	Passa no Teste
Absorbância	596 - 603 nm
Absortividade A 1% / 1 cm a $\lambda$ máx 602 nm	Mín. 550
Perda por Secagem (110 °C / 1h)	Máx. 7%
Formula	$C_{32}H_{25}N_3Na_2O_9S_3$
Peso molecular	737,74
CAS	28983-56-1

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO