



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R04750250 CARBOXIMETILCELULOSE SAL SODICO PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto físico	Pó fino, cor creme
Pureza (base seca)	Mín. 99,50%
pH (sol. 1% a 25°C)	6,5 - 8,5
Viscosidade	4000cP - 5000Cp
P. por secagem a 105°C	Máx. 8,0%
CAS	9000-11-7

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR