



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TÉCNICA

---

**COD: R04800500 CARVAO ATIVO EM PO PA**

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Perda por secagem (120°C 4h)	Máx.8,0%
Ferro (Fe)	Máx.0,03%
Metais Pesados (como Pb)	Máx.0,005%
Cloreto (Cl)	Máx.0,1%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx.0,01%
P	Máx.0,001%
Formula	C
P.M.	12,01

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO