



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R05411000 CLORETO DE BUTILA-N (1-CLOROBUTANO ) 99% PA**

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 99,00%
Substâncias não Voláteis	Máx. 0,0005%
Acidez	Máx. 0,001%
Densidade: (d 20 °C / 4 °C)	0,885 - 0,887g/mL
Identificação (IR)	Positiva
Cor (APHA)	Máx. 10
Água	Máx. 0,01%
Formula	C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> Cl
P.M	92,57
CAS	109-69-3

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO