



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

R05500100 CLORETO DE CESIO 99,9 % PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor.	Mín. 99,8%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,001%
Nitrogênio Total (N)	Máx. 0,001%
Alumínio (Al)	Máx. 0,0005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0005%
Potássio (K)	Máx. 0,002%
Lítio (Li)	Máx. 0,0001%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,00005%
Sódio (Na)	Máx. 0,002%
Rubídio (Rb)	Máx. 0,002%
Bário (Ba)	Máx. 0,001%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,0005%
Formula	CsCl
Peso molecular	168,36
CAS	7647-17-8

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO