

## Ficha Técnica

### CLOROFORMIO P.A ACS

CÓDIGO:R06081000-1L

Validade: 06 ANOS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Min. 99,8%
Cor (APHA)	Max. 10
Resíduo após evaporação	Max. 0,001%
Chumbo (Pb)	Max. 0,05ppm
Acetona e aldeídos	Passa no Teste
Ácidos e Cloretos	Passa no Teste
Cloro livre (Cl)	Passa no Teste
Substâncias que escurecem pelo H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Passa no Teste
Formula	CHCl <sub>3</sub>
P.M.	119,38g/mol
CAS	67-66-3

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

**Departamento**  
Controle de Qualidade

**Químico Responsável**  
Thiago Elias Pereira

**CRQ IV Região**  
044101214

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Vecon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP  
Site: [www.acscientifica.com.br](http://www.acscientifica.com.br) Email: [laudo@acscientifica.com.br](mailto:laudo@acscientifica.com.br)