



**ACS**  
CIENTÍFICA

## FICHA TECNICA

**COD: R06701000 DISSULFETO DE CARBONO PA ACS**

| CARACTERISTICAS                          | ESPECIFICAÇÃO   |
|------------------------------------------|-----------------|
| Ensaio                                   | Min. 99,9%      |
| Cor                                      | Máx. 10         |
| Resíduo de evaporação                    | Máx. 0,002%     |
| Sulfeto de hidrogênio (H <sub>2</sub> S) | Passa no Teste  |
| Dióxido de enxofre (SO <sub>2</sub> )    | Passa no Teste  |
| Água (H <sub>2</sub> O)                  | Máx. 0,05%      |
| Formula                                  | CS <sub>2</sub> |
| P.M                                      | 76,139          |
| CAS                                      | 75-15-0         |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO