



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R07281000 ETILENOGLICOL PA (MONO)

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99%
Cor (APHA)	Máx. 10
Ácidos Tituláveis	Máx. 0,0002 meq/g
Água (K.F.)	Máx. 0,1%
Densidade (20 °C)	0,925 - 0,935g/cm ³
Formula	C ₄ H ₁₀ O ₂
P.M	90,12
CAS	110-80-5

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR