



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R08341000 HEPTANO- N 99,5% PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Ensaio (GC)	Min. 99,5%
Acidez (CH ₃ COOH)	Max. 0,0005%
Água (H ₂ O)	Max. 0,01%
Cor (Apha)	Max 10
Densidade (g/ml a 20°C)	0,681 - 0,687
Enxofre Total (S)	Max. 0,005%
Miscibilidade em Clorofórmio e Éter	Completa
Ponto de ebulição	98,4 – 100,0°C
Resíduo após evaporação	Max. 0,001%
Substâncias facilmente carbonizáveis	Passa o teste
Substâncias que reduzem o KMnO ₄	Max. 0,002%
Tiofeno	0,001%
Formula	C ₇ H ₁₆
P.M	100,20
CAS	142-82-5

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR