



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R09020500 HIDROXIDO DE SODIO M. PEROLAS PA ACS

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 99%
Na ₂ CO ₃	Máx. 1,0%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,005%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,003%
Ferro (Fe)	Máx. 0,001%
Fósforo (PO ₄)	Máx. 0,001%
Níquel (Ni)	Máx. 0,001%
Potássio (K)	Máx. 0,02%
Merúrio (Hg)	Máx. 0,00001%
Comp. nitrogenados (como N)	Máx. 0,001%
Metais pesados (como Ag)	Máx. 0,002%
Formula	NaOH
P.M.	40,00
CAS	1310-73-2

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR