



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R10551000 MONOCLOROBENZENO (CLOROBENZENO) PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
TEOR	99,9 - 100 %
ASPECTO	LIQUIDO INCOLOR
1,4-DICLOROBENZENO	Máx.0,02 %
1,2-DICLOROBENZENO	Máx. 0,01 %
BENZENO	Máx. 0,02 %
UMIDADE	Máx. 300ppm
COR (APHA)	Máx.10
FERRO (Fe)	Máx.1ppm
CAS	108-90-7
Formula molecular	C ₆ H ₅ Cl
Peso molecular	112,56

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO