



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R10621000 NAFTA SOLVENTE PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	liquido incolor
COR saybolt	min.29+
Aromáticos	Min.0,1%
Benzeno	Máx.1ppm
Densidade 20/4°C	0,75 – 0,80g/cm3
Ponto de fulgor	Min.35°C
Ponto de ebulição	Min.140°C
Ponto final de ebulição	Min.210°C

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO