



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R12641000 POLIETILENOGLICOL 400

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	liquido
pH (sol.5%)	4,5-7,5
índice de acidez (mg KOH/g)	Máx.0,5%
Resíduo de ignição	Máx.0,1%
metais pesados	Máx.5ppm
agua	Máx.1%
Dioxana	Máx.10ppm
Oxido de eteno livre	Máx.10ppm
monoetilenoglicol e dietilenoglicol	Máx.0,25%
Índice de hidroxila	267-295
peso molecular medio	380-430
viscosidade (cSt)	6-8

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR