

FICHA TECNICA

COD: R14110500 SULFATO DE COBRE II (ICO) (5 H₂O) PA ACS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	98,0 - 102,0%
Insolúveis em H ₂ O	Máx. 0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%
Comp. Nitrogenados (N)	Máx. 0,002%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,003%
Níquel (Ni)	Máx. 0,005%
Potássio (K)	Máx. 0,01%
Sódio (Na)	Máx. 0,02%
Formula	CuSO ₄ .5H ₂ O
P.M.	249,68g/Mol
CAS	7758-99-8

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO