



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R14741000 TETRAKLORETO DE CARBONO PA

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín. 99,9%
Cor (APHA)	Máx. 10
Resíduo após Evaporação	Máx. 0,001%
Ácidos Tituláveis Solúveis em Água	Máx. 0,0005meq/g
Cloro Livre (Cl)	Passa no Teste
Compostos Sulfurados (como S)	Passa no Teste
Subst. que Consomem Iodo	Passa no Teste
Subst. que Escurecem pelo H ₂ SO ₄	Passa no Teste
Possib. de Uso no Teste de Ditizona	Corresponde
Formula Molecular	CCl ₄

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR