



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R14751000 TETRACLOROETILENO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Liquido
Densidade 25/25°C	1,612 - 1,621
Teor De Água	Máx. 70ppm
Não Volátil	Máx. 10ppm
Alcalinidade NaOH	15 -30 Ppm
Percloroetileno	Min. 99,9%
Fórmula Molecular	C ₂ Cl ₄
P.M.	165,83
CAS	127-18-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO