



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R15291000 TRICLOROETILENO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor	Mín.98%
cor (APHA)	Máx.30
Resíduo após evaporação	Máx.0,002%
Ácidos tituláveis	Máx.0,001%
Bases tituláveis	Máx.0,005%
Água (K.F)	Máx.0,02%
metais pesados (como Pb)	Máx. 1 ppm
Halogênios livres	Passa o teste
Formula	C_3HCl_3
P.M	131,39
CAS	79-01-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO