

Ficha Técnica

TRIETILAMINA P.A
CODIGO:R15321000-1L

Validade: 06 ANOS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor (CG)	Mín. 99,0%
Densidade (D204)	0,726 - 0,728
Água (K.F.)	Máx. 0,2%
Resíduo de Evaporação (105°C)	Máx. 0,1%
Índice de Refração	1,4000 ± 0,0050
CAS	121-44-8
Formula	(C ₂ H ₅) ₃ N
P.M.	101,19 g/mol

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

Departamento
Controle de Qualidade

Químico Responsável
Thiago Elias Pereira

CRQ IV Região
044101214

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Vecon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP
Site: www.acscientifica.com.br Email: laudo@acscientifica.com.br