

FICHA TECNICA

COD: R15331000 TRIETILENOGLICOL PURO

| CARACTERISTICAS | ESPECIFICAÇÃO |
|-------------------|---|
| Teor | 99,7-100,0% |
| Agua | Máx.0,1% |
| Cor (APHA) | Máx.20 |
| Acidez (mg KOH/g) | Máx.0,06% |
| Aparência | Líquido incolor |
| Formula | C ₆ H ₁₄ O ₄ |
| P.M. | 150,17 |
| CAS | 112-27-6 |

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO