

FICHA TECNICA


COD: R15441000 TWEEN 20 (POLISSORBATO) PS

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Identificação A	Positiva
Identificação B	Positiva
Identificação C	Positiva
Valor de Hidroxila	96 - 108
Valor de Saponificação	40-50 mg KOH/g
Valor de Ácidos	2,2 mg NaOH/g
Água	Máx. 3,000%
Resíduo após ignição	Máx. 0,25%
Metais Pesados (C/Pb)	Máx. 0,00
Aparência	Líquido viscoso límpido Amarelo claro
Índice de acidez	Max 2,2%
Índice de hidroxila	96,0 - 108,0%
CAS	9005-65-6

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO



Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR