



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TÉCNICA

COD: R16631000 TRITON X-100

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Líquido límpido
Ponto de turbidez	63º - 69ºC
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,002% (20ppm)
Resíduo após ignição	Máx. 0,4%
Água (H ₂ O)	Máx. 0,5%
CAS	9002-93-1
Formula molecular	(C ₂ H ₄ O) _n C ₁₄ H ₂₂ O
Peso molecular	294,43 g/mol

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO