



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R20751000 BENZOATO DE BENZILA PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Dosagem	Mín. 99%
Densidade (20°C)	1,116 - 1,120
Cinzas sulfatadas	Máx. 0,1%
Metais pesados (como Pb)	Máx. 0,001%
Formula	$C_{14}H_{12}O_2$
P.M.	212,25
CAS	120-51-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO