



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD: R20771000 TOLUIDINA-ORTO PA

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Teor (CG)	Mín. 99,5%
p- Toluidina/m- Toluidina (CG)	Máx. 0,4%
Água (K.F.)	Máx. 0,1%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,0005%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0001%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,0001%
Cinzas Sulfatadas	Máx. 0,005%
Identificação (IR)	Positiva
Formula	C ₇ H ₉ N
P.M	107,15
CAS	95-53-4

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO