



ACS
CIENTÍFICA

FICHA TECNICA

COD:S08791000 HIDROXIDO DE POTASSIO 30%

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO
Aparência	Liquido incolor
Concentração	30% (M/V KOH)
Densidade (25°C)	1,29-1,32g/cm ³
Matriz	Água deionizada
Formula	KOH
P.M	56,11

Este documento é emitido eletronicamente e é válido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO