

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R00351000 LOTE:202108206 ACETONA P.A ACS

Fabricação: 31/08/2021

Validade: 31/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,63%
Cor (APHA)	Máx. 10	1
Resíduos após evaporação	Máx. 0,001%	<0,001%
Solubilidade em água	Passa no Teste	Passa no teste
Ácido titulável	Máx. 0,0003meq/g	<0,0003meq/g
Base titulavel	Máx. 0,0006meq/g	<0,0006meq/g
Aldeído (HCHO)	Máx. 0,002%	<0,002%
Álcool Iso- propílico	Máx. 0,05%	<0,05%
Metanol (CH ₃ OH)	Máx. 0,05%	<0,05%
Substância red. KMnO	Passa no Teste	Passa no teste
Água (H ₂ O)	Máx. 0,5%	0,329%
CAS	67-64-1	-
Formula	CH ₃ COCH ₃	-
P.M.	58,08g/Mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO