

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R00780500 LOTE: 202108883 ACIDO CITRICO ANIDRO P.A

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Min. 99,5%	99,9%
Ponto de Fusão	100°C	100°C
Res. após evaporação	Máx. 0,02%	<0,02%
Insolúveis	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%	<0,001%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,002%	<0,002%
Ferro (Fe)	Máx. 0,0003%	<0,0003%
Metais Pesados (como Pb)	Máx. 0,0002%	<0,0002%
Oxalato (C ₂ O ₄)	Lim.Aprox.0,05%	<0,05%
Formula	C ₆ H ₈ O ₇	-
P.M.	192,13	-
CAS	77-92-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO