

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R01450250 LOTE:20200202 ACIDO MANDELICO (DL)

Fabricação: 12/03/2020

Validade: 11/03/2026

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,8%
Ponto de Fusão	118 - 121°C	119,5°C
Cloreto (Cl)	Máx. 0,01%	<0,01%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,02%	<0,02%
Arsênico (As)	Máx. 0,0002%	<0,0002%
Chumbo (Pb)	Máx. 0,0005%	<0,0005%
Formula	C ₆ H ₅ CH(OH)COOH	-
P.M	152,14	-
CAS	90-64-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO