

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R01650025 LOTE:202108894 ACIDO OCTANO SULFONICO – 1 SAL SODICO ANIDRO HPLC (ION PAR)

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Mín. 99%	99,4%
Água	Máx. 1%	<1%
Absorbância (Sol. 0,25 M em Água) no UV		2,00
l (nm)	A(UA)Máx.	
200	0,350	<0,350
210	0,200	<0,200
220	0,100	<0,100
230	0,075	<0,075
240	0,050	<0,050
250	0,050	<0,050
260	0,040	<0,040
Formula	$C_8H_{17}NaO_3S$	-
P.M	216,27	-
CAS	5324-84-5	-
Espessura de Célula = 1 cm Referência = Água Absorbância (Sol. 0,25 M em Água) no UV		

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR