

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R02061000 LOTE:202108027 ACIDO SULFURICO P.A ACS

Fabricação: 13/08/2021

Validade: 13/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Livre de matéria suspensa ou insolúvel	De acordo
Dosagem	95-98%	97,5%
Cor(APHA)	Máx.10	5
Resíduo após ignição	Máx. 5 ppm	<5ppm
Cloreto (Cl)	Máx. 0,2 ppm	0,2ppm
Nitrato (NO3)	Máx.0,5 ppm	0,02 ppm
Amônio (NH4)	Máx. 2 ppm	1 ppm
Permanganato. Subst. Redutoras (SO2)	Máx.2 ppm	1 ppm
Arsênico (As)	Máx. 0,01 ppm	0,002 ppm
Metais pesados (como Pb)	Máx.1 ppm	0,07 ppm
Ferro (Fe)	Máx. 0,2 ppm	0,04 ppm
Merúrio (Hg)	Max.5 ppm	0
Formula molecular	H ₂ SO ₄	-
P.M.	98,08	-
CAS	7664-93-9	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO