

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R02755000 LOTE:202108045 ALCOOL ETILICO 95% P.A ACS**

*Fabricação: 16/08/2021*

*Validade: 16/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Mín. 95,0%	99,5%
Cor (APHA)	Máx. 10	<10
R. após Evaporação	Máx. 0,001%	<0,001%
Ácidos Tituláveis	Máx. 0,0005meq/g	<0,0005meq/g
Bases Tituláveis	Máx. 0,0002meq/g	<0,0002 meq/g
Metanol (CH <sub>3</sub> OH)	Máx. 0,1%	<0,1%
Solubilidade em Água	Passa no Teste	Passa no teste
Subs. que Escurecem pelo H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	Passa no Teste	Passa no teste
Subs. que Reduzem o KMnO <sub>4</sub>	Passa no Teste	Passa no teste
Acetona e Álcool Isopropílico	Passa no Teste	Passa no teste
CAS	64-17-5	-
Formula	CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH	-
P.M.	46,07g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214