

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R03025000 LOTE:202108887 ALCOOL PROPILICO-ISO P.A ACS (2-PROPANOL)

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,84%
Solubilidade em água	Passa no Teste	Passa no teste
Compostos carbonílicos	Máx.0,002%	<0,002%
Cor (APHA)	Máx. 10	4
Resíduo após evaporação	Máx. 0,001%	<0,001%
Água (H ₂ O) por K.F	Máx. 0,2%	0,037%
Titulável ÁCIDO OU BASE	Máx. 0,0001meq/g	<0,0001%
CAS	67-63-0	-
Formula	C ₃ H ₈ O	-
P.M.	60,10g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO