

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R03080500 LOTE:202108964 ALGINATO DE SODIO P.A

Fabricação: 10/08/2021

Validade: 10/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aspecto	Pó levemente amarelado	De acordo
Teor	90,8 - 106,0%	99,8%
Viscosidade	300 - 400mPaS	350 mPaS
Umidade	Máx. 15%	<15%
pH	6,0 - 8,0	6,8
Tamanho da partícula	Min. 95% através 180um	95%
CAS	9005-38-3	-
Formula	C ₆ H ₇ O ₆ Na	-
P.M	198,00g/Mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO