

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R03650025 LOTE:202108888 AZUL DE EVANS

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2027

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Pó Preto	Corresponde
Solubilidade (1% H2O)	Solução Azul Clara	Corresponde
Absorção 0,1% (609nm)	Min. 800	839
Conteúdo corante	Min.85%	89%
Perda por secagem (110°C)	Máx.10%	8,8%
Formula	$C_{34}H_{24}N_6O_{14}S_4Na_4$	-
P.M	960,8	-
CAS	314-13-6	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO