

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R04690025 LOTE:202108988 CARBONATO DE SODIO ANIDRO P.A**

*Fabricação: 11/08/2021*

*Validade: 11/08/2023*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,5%	99,8%
Insolúveis em H <sub>2</sub> O	Máx. 0,01%	<0,01%
Perda por Séc. a 285°C	Máx. 1,0%	<1,0%
Cloretos (Cl)	Máx. 0,001%	<0,001%
Fosfato (PO <sub>4</sub> )	Máx. 0,001%	<0,001%
Sílica (SiO <sub>4</sub> )	Máx. 0,005%	<0,005%
Comp. Sulfurosos (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,003%	<0,003%
Metais pesados (como Pb)	Máx. 5ppm	<5PPM
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm	<5PPM
Cálcio (Ca)	Máx. 0,03%	<0,03%
Magnésio (Mg)	Máx. 0,005%	<0,005%
Potássio (K)	Máx. 0,005%	<0,005%
Formula	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>	-
P.M.	105,99	-
CAS	497-19-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO