

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R05110500 LOTE:202108179 CITRATO DE SODIO H2O TRIBASICO P.A

Fabricação: 31/08/2021

Validade: 31/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Min. 99%	99,4%
pH (5% a 20°C)	7,0 - 9,0	7,8
Insolúveis	Máx. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,003%	<0,003%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,005%	<0,005%
Amônia (NH ₃)	Máx. 0,003%	<0,003%
Cálcio (Ca)	Máx. 0,005%	<0,005%
Metais Pesados (Pb)	Máx. 5ppm	<5ppm
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm	<5ppm
Formula	C ₆ H ₅ K ₃ O ₇ · H ₂ O	-
P.M	324.41	-
CAS	6100-05-6	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO