



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R05700500 LOTE:202108994 CLORETO DE LITIO ANIDRO P.A

Fabricação: 11/08/2021

Validade: 11/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 98,5%	99,86%
Aspecto	Grânulo branco	De acordo
Cloretos	Positivo	Positivo
Lítio	Positivo	Positivo
Perda por secagem	Máx. 0,6%	0,4%
Cloreto de Cálcio	Máx. 0,08%	<0,08%
Cloreto de Sódio	Máx. 0,8%	<0,8%
Sulfatos	Máx. 0,20%	<0,20%
Óxido de ferro III	Máx. 0,005%	<0,005%
Metais pesados	Máx. 20 ppm	<20ppm
Alcalinidade (Li ₂ CO ₃)	Máx. 0,03%	<0,03%
Formula	LiCl	-
P.M.	42,39	-
CAS	7447-41-8	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR