

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R06220500 LOTE:202108163 CROMATO DE POTASSIO P.A ACS**

*Fabricação: 30/08/2021*

*Validade: 30/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	99,0%	100%
pH (SOL.5% A 25° C)	8,6 - 9,8	9,2
Insolúveis	Max. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Max. 0,005%	<0,005%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Max. 0,03%	<0,03%
Cálcio (Ca)	Max. 0,005%	<0,005%
Sódio (Na)	Max. 0,02%	<0,02%
Formula	K <sub>2</sub> CrO <sub>4</sub>	-
P.M.	194,19	-
CAS	7789-00-6	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO