

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R06411000 LOTE:202107859 DICLOROMETANO HPLC/UV

Fabricação: 02/08/2021

Validade: 02/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Ensaio (C.G)	Min.99,8%	99,99%
Acidez	Máx.0,0003meq/g	0,0001 meq/g
Resíduo após evaporação	Máx.0,0002%	<0,0002% meq/g
Água (K.F)	Máx.0,02%	0,0046%
Espectroscopia UV célula de 1,0 cm		<0,001%
Absorbância máxima entre 254 - 400nm	Máx.0,01AU	0,007AU
Aptidão para análise de TPH	Passa no teste	Passa no teste
Formula	CH ₂ Cl ₂	-
P.M.	84,93g/Mol	-
CAS	75-09-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214