



**ACS**  
CIENTÍFICA

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R06621000 LOTE:202108930 N,N- DIMETILFORMAMIDA P.A ACS**

*Fabricação: 06/08/2021*

*Validade: 06/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Aparência	Passa o teste	Passa o Teste
Ensaio	Min.99,8%	99,97%
Cor (APHA)	Máx.15	5
Resíduo após evaporação	Máx.0,005%	<0,005%
Acido titulavel (meq/g)	Máx.0,0005	<0,0005
Base titulavel (meq/g)	Máx.0,003	<0,003
Água (K.F)	Máx.0,1%	0,01%
Ferro (Fe)	Máx.0,1ppm	<0,1ppm
Formula	HCON(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	-
P.M.	73.09	-
CAS	68-12-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR