



CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R07450250 LOTE:202108024 FERRICIANETO DE POTASIO P.A ACS

Fabricação: 13/08/2021

Validade: 13/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	Min. 99,00%	99,68%
Insolúveis em H ₂ O	Max. 0,005%	<0,005%
Cloreto (Cl)	Max. 0,01%	<0,01%
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,01%	<0,01%
CAS	13746-66-2	-
Formula	K ₃ Fe(CN) ₆	-
P.M.	329,24 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214