



ACS
CIENTÍFICA

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R07680050 LOTE:202108907 FORMALDEIDO PURO INIBIDO

Fabricação: 04/08/2021

Validade: 04/08/2023

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor de formaldeído	37 - 40%	37%
Acidez livre	Min.0,00%	0,00%
pH(25°C)	Máx. 4,5	4,5
Peso específico(25°C)	1,0900-1,0980	1,094
Teor de metanol	Min. 6,00%	6,00%
CAS	50-00-0	-
Formula	CH ₂ O	-
P.M.	30,03g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO

Rua Jacarandá Brasileira, 79 – Loteamento Industrial Veccon Zeta Cep: 13.178-545 – Sumaré/SP

WWW.ACSCIENTIFICA.COM.BR