

CERTIFICADO DE ANALISE

COD: R07695000 LOTE:20108938 FORMALDEIDO P.A ACS

Fabricação: 09/08/2021

Validade: 09/08/2023

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	36,5 - 38,0%	37,5%
Cor (APHA)	Máx. 10	<10
Resíduos após ignição	Máx. 0,005%	<0,005%
Acido titulável	Máx. 0,006meq/g	<0,006meq/g
Cloreto (Cl)	Máx. 5ppm	<5ppm
Sulfato (SO4)	Máx. 0,002%	<0,002%
Metais Pesados (Pb)	Máx. 5ppm	<5ppm
Ferro (Fe)	Máx. 5ppm	<5ppm
CAS	50-00-0	-
Formula	HCHO	-
P.M.	30,03g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO