

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD: R07840500 LOTE:202108010 FOSFATO DE POTASSIO MONOBASICO ANIDRO P.A ACS**

*Fabricação: 12/08/2021*

*Validade: 12/08/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor (KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub> )	Mín. 99,0%	99,4%
pH a 25°C de solução a 5%	4,1 - 4,5	4,3
Matéria insolúvel	Máx. 0,01%	<0,01%
Perda por secagem	Máx. 0,2%	<0,2%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,001%	<0,001%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx. 0,003%	<0,003%
Metais pesados (com Pb)	Máx. 0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Máx. 0,002%	<0,002%
Sódio (Na)	Máx. 0,005%	<0,005%
Formula	KH <sub>2</sub> PO <sub>4</sub>	-
P.M.	136,09	-
CAS	7778-77-0	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

\_\_\_\_\_  
THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO