

## CERTIFICADO DE ANALISE

**COD:R07881000 LOTE:202107856 FOSFATO DE SODIO BIB. HEPTAHIDRATADO P.A ACS**

*Fabricação: 30/07/2021*

*Validade: 30/07/2027*

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Ensaio	98-102%	99,8%
pH solução a 5% 25°C	8,7-9,3	9,00
material insolúvel	Máx.0,005%	<0,005%
cloreto (Cl)	Máx.0,001%	<0,001%
Sulfato (SO <sub>4</sub> )	Máx.0,005%	<0,005%
Metias pesados (como Pb)	Máx.0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Máx.0,001%	<0,001%
Formula	Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub> · 7H <sub>2</sub> O	-
P.M	141,96g/Mol	-
CAS	7558-79-4	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA  
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO