



CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R07911000 LOTE:202108207 FOSFATO DE SODIO (H2O) MONOBASICO P.A ACS

Fabricação: 31/08/2021

Validade: 31/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor	98,0 - 102,0%	99,9%
pH (sol. 5% a 25°C)	4,1 - 4,5	4,3
Materiais Insolúveis	Max. 0,01%	<0,01%
Cloreto (Cl)	Max. 5ppm	<5ppm
Sulfato (SO ₄)	Max. 0,003%	<0,003%
Cálcio (Ca)	Max. 0,005%	<0,005%
Potássio (K)	Máx. 0,01%	<0,005%
Metais Pesados (como Pb)	Max. 0,001%	<0,001%
Ferro (Fe)	Max. 0,001%	<0,001%
CAS	10049-21-5	-
Formula	NaH ₂ PO ₄ .H ₂ O	-
PM	137,99 g/mol	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214