

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R09021000 LOTE:202108969 HIDROXIDO DE SODIO MICROPEROLAS P.A ACS

Fabricação: 10/08/2021

Validade: 10/08/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Dosagem	Mín. 99%	99,4%
Na ₂ CO ₃	Máx. 1,0%	0,8%
Cloreto (Cl)	Máx. 0,005%	<0,005%
Sulfato (SO ₄)	Máx. 0,003%	<0,003%
Ferro (Fe)	Máx. 0,001%	<0,001%
Fósforo (PO ₄)	Máx. 0,001%	<0,001%
Níquel (Ni)	Máx. 0,001%	<0,001%
Potássio (K)	Máx. 0,02%	<0,02%
Merúrio (Hg)	Máx. 0,00001%	<0,0001%
Comp. nitrogenados (como N)	Máx. 0,001%	<0,001%
Metais pesados (como Ag)	Máx. 0,002%	<0,002%
Formula	NaOH	-
P.M.	40,00	-
CAS	1310-73-2	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA
Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO