

CERTIFICADO DE ANALISE

COD:R09201000 LOTE:202107853 HIPOCLORITO DE CALCIO P.A

Fabricação: 30/07/2021

Validade: 30/07/2027

CARACTERISTICAS	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADOS
Teor de cloro	Min. 65%	65,8%
Umidade (H2O)	5,5 - 10%	6,2%
Grânulos (14-50 mesh)	Mín.95%	95%
Cloreto de sódio	Máx.14%	14%
Insolúveis	Máx.5%	5%
Aparência	Grânulos brancos	DE ACORDO
CAS	7778-54-3	-
Formula molecular	Ca(OCl)2	-
Peso molecular	142.98	-

Este documento é emitido eletronicamente e é valido sem assinatura.

THIAGO ELIAS PEREIRA

Químico Responsável CRQ 044101214 IV REGIÃO